

Hill-Rom® Accella™ Therapy

Integrerad madrass med Immersion Therapy™ och Microclimate Management™ för trycksårsvård med förbättrat skydd mot hudskador



Ansluten till
Hill-Rom® 900 Accella™-sängen

Funktioner och fördelar

Accella therapy-madrass, manövreras med GCI via de integrerade reglagen i sidogrindarna. Detta inkluderar HLR i ett steg, boost och möjlighet att förebygga och behandla trycksår.

Lufttömning med en knapptryckning möjliggör snabb lufttömning som hjälp vid patientmobilisering

P-MAX funktionen ger en snabb uppblåsning av madrassen för att underlätta ompositionering och förflyttning av patienten

Integrerad ficka för röntgenkassetter hjälper till att minska ompositionering och obehag för patienten vid röntgen med en mobil röntgenenhet

Behandlingslägen med kontinuerligt eller alternerande lågt tryck ger flexibilitet vid patientbehandling

Tryckjustering i realtid som styrs av den interna Immersion-sensorn justerar trycket i madrassen utifrån patientens storlek, kroppsform, vikt och position i sängen utan att personalen behöver ingripa

Microclimate Management begränsar effekterna av temperatur och fuktbildning

Fem individuella lågtryckszoner ger optimal tryckomfördelning

Särskild hälzon med ultralågt tryck och förbättrat stöd för underbenen ger optimalt skydd av det känsliga häloområdet

Hill-Rom Accella Therapy

Hill-Rom Accella Therapy-madrassen hjälper till att förebygga och behandla trycksår hos vuxna med låg till mycket hög risk att utveckla trycksår genom att fokusera på de externa icke-patientrelaterade riskfaktorerna för hudskador.

Hill-Rom Accella Therapy, som har lägena CLP (Continuous Low Pressure, kontinuerligt lågt tryck) och ALP (Alternating Low Pressure, alternerande lågt tryck), ger äkta I-mersion-behandling för att uppnå och bibehålla minsta möjliga tryck mellan kontaktytor.

I båda lägena är den exakta nivån av tryckomfördelning kontinuerligt och automatiskt styrd av den interna I-mersion-sensorn som justerar det interna celltrycket utifrån varje patients storlek, vikt och position i sängen.

Det patenterade MCM-systemet hjälper även till att hantera patientmikroklimatet och minskar risken för vävnadsskador som ett resultat av hög värme och/eller fukt.

Trycksårsvård dygnet runt kan erhållas genom att även använda Reflex-sittkudden som ansluts till samma lufttillförselenhet men som kan ge större frihet för patienten utanför sängen.



Madrassen styrs via Graphical Caregiver Interface på Hill-Rom 900 Accella-sängen



Integrerat röntgenöverdrag



Teknik för tryckkontroll säkerställer maximal I-mersion



Enpunktsanslutning till Hill-Rom 900 Accella-sängen

Tekniska specifikationer		
Säker arbetsbelastning (SWL)	250 kg	
Rekommenderad terapeutisk vikt	30 till 160 kg	
Madrassersättning	Längd	203 cm
	Bredd	92 cm
	Höjd	21,5 cm
	Vikt	17,5 kg
Överdragets material	Polyuretanöverdrag på polyamidmaterial, 360° blyxtlös, svetsade sömmar, låg friktion, tåljärt i två riktningar, fuktgenomträngligt, bakteriestatiskt, fungistatiskt och antimikrobiellt. Kan torkas av och tvättas.	
Röntgenöverdrag	Standard	

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag vars produkter, tjänster och fler än 10 000 anställda över hela världen hjälper människor att få bättre vård både på och utanför sjukhuset. Våra innovationer inom fem kärnområden – **förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, patientövervakning och diagnostik, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård** – förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten och ser till att vårdgivare i över 100 länder har de produkter de behöver för att skydda sina patienter, påskynda återhämtningen och hantera olika tillstånd. **Varje dag, över hela världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.** Läs mer på hill-rom.com.

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder.

Om du vill ha mer information om våra produkter och tjänster kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

Accella Therapy-madrassen är utformad för att förhindra och behandla trycksår i kategori I, II, III och IV hos patienter med låg till mycket hög risk för att utveckla trycksår, och som väger minst 30 kg och är minst 1,46 m långa, i många olika vårdmiljöer.

Klass IIa

Anmält organ: LNE/G-Med CE0459

Tillverkare: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Frankrike

Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningens personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter.

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT. Dok. nr: 5SV119301-02, 18 October 2018

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom