

Sängbord med brickbord – dubbelsidig funktion

Moderna sängbord som är hållbara och erbjuder många funktioner för dagens patientmiljöer.



B03



B03



B03



B04



B04



B04

Funktioner och fördelar

- Ett varierat utbud av konfigurationer för lådor och dörrar som passar alla budgetar
- Lådor som mjukt glider in på plats vid stängning
- Tålig konstruktion för lång hållbarhet, i material som är lätta att rengöra och underhålla
- Storlekar som anpassats till behoven i dagens patientmiljöer



Tillval: Lådinlägg i plast



Tillval: 2x flaskhållare för en flaska för B03



Tillval: 2x flaskhållare för en flaska för B04



Tillval: Handduksskena (på motsatt sida om brickbordet)



Tillval: Front (lådor och dörrar) i kontrasterande färger



Tillval: Front och Brickbord i kontrasterande färger



Tillval: Front och brickbord i kontrasterande färger



Tillval: Front (lådor och dörrar) i kontrasterande färger

Tekniska specifikationer modell SER – CH770A

Höjd inkl. skenor	870 mm
Bredd	605 mm
Djup	450 mm
Vikt	~ 33 kg
Brickbord	
Höjdjustering	610 – 950 mm
Lutningsintervall	max. 60°
Bordsyta	
standard	547 x 349 mm
tillval	617 x 349 mm
Material	
Stomme/toppskiva	Högtrycks-laminat (HPL), Melamin
Kanter	Aluminium
Brickbord	Högtrycks-laminat (HPL)

Hjul	5 x 65 mm med 2 bromsar
Färg på stötfångare	grå
Handtag/färger	se blad med handtag och färger
Ytterligare tillval	<ul style="list-style-type: none"> • lådinlägg i plast • handduksskena • 2x flaskhållare för en flaska • kontrasterande färger på <ul style="list-style-type: none"> - stomme /toppskiva och/ eller brickbord - front (lådor och dörrar) och/eller brickbord - brickbord

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 10 000 anställda i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: **förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård.** Hill-Roms personal, program och produktvarumärken arbetar mot ett mål: **Varje dag, över hela världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.**

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha mer information om den här produkten eller en tjänst kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

Det här dokumentet riktar sig enbart till sjukvårdspersonal. Medicintekniska produkter som visas i denna broschyr är avsedda att användas av patienter på vårdavdelningar. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa produkter.

Möbeltillverkare:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - ZI du Talhouët, 56330 Pluvigner – Frankrike (även europeisk representant)

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.
Dok. nr: SSV150320-03, 27 september 2016