



Förenklar korta förflyttningar.

Handy™ Glidlakan™ och Handy™ Glidcylinder™ är manuella hjälpmedel som underlättar förflyttning genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget. De kan användas för både normalviktiga och riktigt tunga brukare. Glidhjälpmedlen i Handy™-serien är tillverkade i ett högkvalitativt lågfriktionsmaterial som har mycket god glidförmåga även efter långvarig användning.

Handy™ Glidlakan™ används främst för att underlätta vid applicering av en lyftsele i sittande eller liggande. Handy™ Glidcylinders användningsområden är exempelvis förflyttningar högre upp i säng, vändning i säng eller förflyttning mellan två sängar.

Några unika fördelar är fickorna på Glidlakanet som underlättar placering i exempelvis trånga rullstolar och öglorna på den långa varianten av Glidlakanet som gör det enkelt att fästa i sängens huvudände. Båda dessa lösningar är unika för Handy™-serien och är mönsterskyddade av Liko...

Viktiga egenskaper

- **Materialet** håller en mycket hög kvalitet, med mycket låg friktion även efter många tvättar.
- **De långa varianterna** av Glidlakanen har öglor i överkanten, vilket gör att de lätt kan fästas i sängen. Därmed minskar behovet av vårdpersonal som håller i glidlakanet.
- **De korta Glidlakanen** har små fastsydda fickor som underlättar vid applicering i t.ex. en trång rullstol.
- **Vi har utvecklat unika arbetsmetoder** som underlättar appliceringen av glidlakan, och som även är komfortabla för brukaren. Med metoden krävs inte att patienten vänds i sängen när glidlakanet ska läggas på plats.
- **Glidcylindern** finns i tre olika modeller med olika användningsområden.

Handy Glidlakan™

Handy Glidlakan™ är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta applicering av lyftselar, särskilt på mycket tunga brukare, smärtekänsliga eller brukare med kontrakturer. Handy Glidlakan™ finns i två varianter, Kort och Lång där den långa modellen är försedd med handtag. Handy Glidlakan™ levereras och används i par om två.

**Handy Glidcylinder™**

Handy Glidcylinder™ är en variant av glidlakan som huvudsakligen används för att underlätta förflyttning högre upp i säng, vändning av brukaren eller överflyttning mellan två sängar. Glidcylindern finns i tre olika modeller med olika användningsområden: Kort, Lång och Bred.



Läs gärna bruksanvisningen för respektive produkt för mer information om användningsområde och praktisk användning. Du kan också kontakta din närmaste Likorepresentant för information och rådgivning.

Tänk på att alltid arbeta ergonomiskt korrekt. Om arbetet upplevs tungt för medhjälparen eller brukaren rekommenderar vi en produktlösning ur vårt breda utbud av patientlyftar och tillbehör.

Handy Glidlakan..

Artikelbenämning	Art. Nr.	Storlek	Mått (cm)
Handy Glidlakan.. Kort, utan handtag	3715015	M	70x70
Handy Glidlakan.. Kort, utan handtag	3715017	XL	120x85
Handy Glidlakan.. Lång, med handtag	3716015	M	90x185
Handy Glidlakan.. Lång, med handtag	3716017	XL	140x215

Finns även i jumbopack, 10 st per förpackning.

Handy Glidcylinder..

Artikelbenämning	Art. Nr.	Storlek	Mått (cm)
Handy Glidcylinder.. Kort, utan handtag	3710015	M	70x90
Handy Glidcylinder.. Lång, utan handtag	3711015	M	90x185
Handy Glidcylinder.. Bred, med handtag	3712015	M	140x140

Finns även i jumbopack, 10 st per förpackning.

Handy Glidlakan.. och Handy Glidcylinder.. är medicintekniska klass 1 produkter. Handy Glidlakan.. och Handy Glidcylinder.. uppfyller alla krav enligt MDD klass I produkter, den uppfyller även alla krav enligt harmoniserad standard EN ISO 10535.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.

Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB. Glidlakan, Glidcylinder och Handy är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D AB.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Tillverkare:
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå,
Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

To find your local Liko representative,
please visit www.liko.com or call
+46 (0)920 47 47 00

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.
© 2010 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES