



## Säker och flexibel taklyftsmotor.

Användarvänlighet, ett gediget säkerhetstänkande och genomtänkt design har gjort taklyftsmotorn Likorall™ mycket uppskattad bland vårdpersonal och brukare.

Kombinationen av unik teknologi, driftsäkerhet och servicevänlighet tillsammans med Likos breda tillbehörsprogram gör att du med Likorall™ kan lösa de flesta tänkbara lyftsituationer.

### Låt dina behov styra.

Likorall™ är inte bara en lyftmotor, det är en familj med många olika egenskaper. Lyftkapaciteten sträcker sig från 200 till 500 kg. De många installationsmöjligheterna för Likos skenssystem och möjligheten att välja fristående system gör att Likorall™ kan installeras i alla miljöer.

Likorall™ erbjuder även möjlighet till laddning längs skenan, trådlös IR-styrning, möjlighet att använda åkmotor och elektriska spärväxlar.

### Viktiga egenskaper

- Patenterad säkerhetstrumma SFS
- Lyftband med tiofaldig säkerhetsmarginal och är utrustad med Klämskydd SSP
- Elektrisk nödsänkning och höjning
- Tre olika laddningsalternativ
  - handkontroll
  - kontinuerlig skenladdning
  - Multistation
- Infästningsdetaljer med fyrfaldig säkerhet

### Tillbehör som skapar möjligheter.



**En Åkvagnsadapter** för Snabbkoppling ger möjlighet att enkelt och utan verktyg flytta lyftmotorn mellan olika skensystem.



**Lyftselar** anpassade för alla tänkbara lyftsituationer, Liko™ har ett av världens bredaste sortiment.



**LikoScale**, att väga patienter i lyften är enkelt och praktiskt. Med vägen i snabbkoppling kan den lätt flyttas vid behov.



**Lyftbyglar** anpassade för olika lyftsituationer, enkelt utbytbara tack vare Likos snabbkopplingsystem.

...för fler tillbehör besök [www.liko.se](http://www.liko.se)

#### Maxlast:

Likorall™ 242 ES/S	200 kg
Likorall™ 243 ES	230 kg
Likorall™ 250 ES/ S IRC	250 kg

**Lyftintervall:** 200 cm

**Motor:** 24 V, 12 A

**Batterier:** 2 st 12 V 2,6 Ah  
ventilreglerade slutna blyack. sk gelbatterier

**Batteriladdare:** 100-240 VAC 40-60 Hz, max 600 mA

#### Artikelnummer:

3122005	Likorall™ 242 ES	natur	3123001	Likorall™ 243 ES	natur
3122006	Likorall™ 242 ES	vit	3123002	Likorall™ 243 ES	vit
3122009	Likorall™ 242 S	natur	3122501	Likorall™ 250 ES	natur
3122010	Likorall™ 242 S	vit	3122502	Likorall™ 250 ES	vit
3122007	Likorall™ 242 ES R2R	natur	3124050	Likorall™ 250 S IRC	natur
3122008	Likorall™ 242 ES R2R	vit			
3122011	Likorall™ 242 S R2R	natur			
3122012	Likorall™ 242 S R2R	vit			



Likorall™ är testad av ackrediterat testinstitut och uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter (MDD 93/42/EEC). Likorall™ uppfyller kraven enligt IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 och CAN/CSA C22.2 No.601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB. Likorall™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D AB.

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Tillverkare:  
Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå,  
Sweden  
Tel 0920-47 47 00  
Fax 0920-47 47 01  
info@liko.se

To find your local Liko representative,  
please visit [www.liko.com](http://www.liko.com) or call  
+46 (0)920 47 47 00

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.  
© 2010 Hill-Rom SARL, ALL RIGHTS RESERVED