

Primo™

Ett lättanvänt helautomatiskt terapeutiskt madrassystem som anpassar sig till patienten



Funktioner och fördelar

- Särskilt utformad för att på ett bättre sätt förebygga och behandla trycksår
- Hill-Rom Immersion™ Therapy omfördelar automatiskt trycket till en större yta vilket påtagligt minskar kompression av känsliga vävnader
- Intern Immersion-sensor justerar automatiskt celltrycket för att hela tiden garantera minsta möjliga tryck mellan kontaktytor
- Kompakt och lätt lufttillförselenhet som är extremt tyst, vibrationsfri och mycket användarvänlig
- P-MAX-funktion med en knapptryckning ger snabb uppblåsning för att underlätta ompositionering och förflyttning av patienten

Primo

Dynamiskt terapeutiskt system med lågt tryck

Madrassersättningsystemet Primo från Hill-Rom hjälper till att förebygga och behandla trycksår hos vuxna låg- till högriskpatienter genom att tillhandahålla kontinuerlig lågtrycksomfördelning.

Den exakta nivån av tryckomfördelning är kontinuerligt och automatiskt styrd av den interna I-mersion-sensorn som justerar det interna celltrycket utifrån varje patients storlek, vikt, morfologi och position.

Trycksårsvård dygnet runt kan fås genom att även använda Reflex-sittkudden som ansluts till samma lufttillförselenhet men som kan tillslutas för större frihet för patienten utanför sängen.



Tekniska specifikationer

Madrassersättning

Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Bredd (smal version)	77cm
Höjd	16 cm
Vikt	8,4 kg

Kontrollenhet

Längd	29 cm
Bredd	15 cm
Höjd	12 cm
Vikt	3,5 kg

Säker arbetsbelastning

(maximal patientvikt)

250 kg

Överdragets material

Polyuretan på polyestermaterial, 360° blytlås, svetsade sömmar, låg friktion, töjbart i två riktningar, fuktgenomträngligt, bakteriostatiskt, fungistatiskt och antimikrobiellt. Kan torkas av och tvättas.

Klorinbaserade rengöringslösningar kan användas ($\leq 1\ 000$ ppm).

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 7 000 anställda i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: **förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård.** Hill-Roms personal, program och produktvarumärken arbetar mot ett mål: **Varje dag, över hela världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.**

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha mer information om den här produkten eller en tjänst kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

Det här dokumentet är enbart avsett för användning av sjukvårdspersonal. Medicintekniska produkter som visas i denna broschyr är avsedda för användning av patienter på vårdavdelningar.



Dessa medicintekniska produkter bär CE-märket och överensstämmer med alla tillämpliga regler. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter.

Tillverkare av medicinska sängar/madrasser:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Frankrike (även europeisk representant)

Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Frankrike

Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Tyskland

Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - USA

Tillverkare av lyftar: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Sverige

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Dok. nr: SSV119304-02, 22 februari 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom